



SUPER SANI-CLOTH®

物表消毒湿巾 - 含醇型

美国环保署(EPA)注册号: 9480-4

适合在需要最短的消毒时间和最广的微生物覆盖面的环境中使用

消毒时间
(分钟)



有效对抗的
微生物数量

30

消毒
配方

酒精
复合双链季铵盐

Super Sani-Cloth® 的优点:

- 最短的消毒时间, 能够实现快速的房间周转率
- 有效杀死细菌、结核菌、病毒
- 适合在各种表面和设备上使用, 如: 病床栏杆、马桶座垫、手推车、担架、轮床、血糖仪、听诊器、手术床和手术灯、新生儿暖箱、超声波清洗机和探针等
- 符合CDC、OSHA和CMS标签F441规范

在2分钟内有效对抗30种微生物, 包括以下MDRO、血源性病原体 and 病毒: (微生物的完整列表, 请参阅技术数据报告。)

- 鲍曼不动杆菌
- 肺炎克雷伯菌
- 白色念珠菌
- 产ESBL大肠杆菌
- 甲型流感
- MRSA
- VRE
- HIV
- HBV
- HCV

SANI-CLOTH®

医疗保健领域排名第一的湿巾

2010年GHX情报数据



便利性: 较深的罐盖提供了充足的存储空间并便于取用下一片湿巾。



增强版湿巾: 结实的无纺布材料具有较高的液体容量, 材质柔软, 更容易进入设备的裂缝和死角。



安全性: 标签和盖子上的图表清晰地说明关键的安全信息。

订货须知

| SUPER SANI-CLOTH® (55%异丙醇) | 订购号 | 湿巾尺寸 | 包装 |
|-------------------------------|--------|------------|--------------|
| A. 大罐 | Q55172 | 15 x 17 厘米 | 160/罐, 12罐/箱 |
| B. 超大罐 | Q86984 | 19 x 38 厘米 | 65/罐, 6罐/箱 |
| C. 大盒 | H04082 | 13 x 20 厘米 | 50/盒, 10盒/箱 |
| D. 超大盒 | U87295 | 29 x 30 厘米 | 50/盒, 3盒/箱 |



相关配件

帮助您促进机构的合规性, 达到法规和认证要求。



感染预防组合包,

方便随时进行消毒—还可放置个人防护装备, 如手套和口罩



PDI® 三合一通用Sani-托架®
用于在墙壁/杆子上安装Sani-Cloth® 罐



Sani-托架®
用于放置在平面上



Sani-TAG™ 设备ID系统
用于识别干净/污染的设备



教育挂图和标志