



# SANI-CLOTH® BLEACH

## 物表消毒湿巾 - 含氯型

适用于有多重耐药生物体、艰难梭菌孢子和诺如病毒的高风险区域。



美国环保署(EPA)注册号: 9480-8

消毒时间  
(分钟)



有效对抗的  
微生物数量

50

消毒  
复合双链季铵盐

1:10  
稀释的  
漂白剂

### Sani-Cloth® Bleach的优点:

- 有效杀死细菌、结核菌、病毒、真菌
- 适合在各种硬质无孔表面和设备上使用, 如: 病床栏杆、马桶座垫、手推车、担架、轮床、血糖仪、听诊器、手术床和手术灯、新生儿暖箱、超声波清洗机和探针等
- 符合CDC、OSHA和CMS标签F441规范

在4分钟内有效对抗50种微生物, 包括以下MDRO 血源性病原体 and 病毒: (微生物的完整列表, 请参阅技术数据报告。)

- 艰难梭菌孢子
- 鲍曼不动杆菌
- 肺炎克雷伯菌
- 白色念珠菌
- 耐ESBL大肠杆菌
- 耐ESBL肺炎克雷伯菌
- 诺如病毒
- MRSA
- VRE
- VRSA
- HIV
- HBV
- HCV

## SANI-CLOTH®

医疗保健领域排名第一的湿巾

2013年GHX情报数据



**便利性:** 较深的罐盖提供了充足的储存空间并便于取用下一片湿巾。



**依从性:** 清晰明显的图标，便于识别消毒时间，促进遵守认证标准。



**识别:** 对病原体进行分类，可以快速地识别相关杀菌功效。

订货须知

SANI-CLOTH® BLEACH (1:10 稀释漂白剂)	订购号	湿巾尺寸	包装
A. 大罐	P54072	15 x 27厘米	75/ 罐, 12罐/ 箱
B. 超大罐	P25784	19 x 38厘米	65/ 罐, 6罐/ 箱
C. 大盒	H58195	13 x 18厘米	40/ 盒, 10盒/ 箱
D. 超大盒	U26595	29 x 30厘米	40/ 盒, 3盒/ 箱
E. 提桶	P7007P	19 x 38厘米	160/ 桶, 2桶/ 箱
F. 填充包	P700RF	19 x 38厘米	160/ 包, 2包/ 箱



相关配件

帮助您促进机构的合规性，达到法规和认证要求。



PDI®三合一通用Sani-托架®  
用于在墙壁/杆子上  
安装Sani-Cloth® 罐



Sani-罐托®  
用于放置在平面上



Sani-TAG™ 设备ID系统  
用于识别干净/污染的设备



教育挂图和标志

PDI 碧谛艾医疗器械(上海)有限公司  
电话: (021) 6235-1828 | 传真: (021) 6235-1768 | www.pdihc.cn

© 2014 Professional Disposables International, Inc. 版权所有

