



SANI-CLOTH® AF3

物表消毒湿巾 - 无醇型

不含酒精和香味，适合于患者以及医护人员附近使用，特别是呼吸系统敏感的人员。

美国环保署(EPA)注册号：9480-9

消毒时间
(分钟)



有效对抗的
微生物数量

44

消毒
配方

无酒精
复合双链季铵盐

Sani-Cloth® AF3 的优点:

- 不含香味、酒精、漂白剂、酸、苯酚、丙酮和氨
- 有效杀死细菌、结核菌、病毒
- 适用于对酒精敏感的设备和其他硬质无孔表面，如：病床栏杆、马桶座垫、手推车、担架、轮床、血糖仪、听诊器、手术床和手术灯、新生儿暖箱、超声波清洗机和探针等
- 符合CDC、OSHA和CMS标签F441规范

在2分钟内有效对抗30种微生物，包括以下MDRO、血源性病原体 and 病毒: (微生物的完整列表，请参阅技术数据报告。)

- 肺炎克雷伯菌-NDM-1
- 肺炎克雷伯菌-耐碳青霉烯类
- 产ESBL大肠杆菌
- CA-MRSA美国300 and 400
- RSV
- HBV
- HCV
- HIV

SANI-CLOTH®

医疗保健领域排名第一的湿巾

2010年GHX情报数据



便利性: 较深的罐盖提供了充足的储存空间，便于取用下一片湿巾。



依从性: 清晰明显的图标，便于识别消毒时间，促进遵守认证标准。



识别性: 对病原体进行分类，可以快速地识别相关杀菌功效。

订货须知

SANI-CLOTH®AF3	订购号	湿巾尺寸	包装
A. 大罐	P13872	15 x 17 厘米	160/ 罐, 12罐/箱
B. 超大罐	P63884	19 x 38 厘米	65/ 罐, 6罐/箱
C. 大盒	H59200	13 x 20 厘米	50/ 盒, 10 盒/箱
D. 超大盒	U27500	29 x 30 厘米	50/ 盒, 3 盒/箱
E. 轻便包	M928S80	21 x 25 厘米	100/ 包, 9 包/箱
F. 提桶	P1450P	19 x 38 厘米	160/ 桶, 2 桶/箱
G. 填充包	P2450P	19 x 38 厘米	160/ 包, 2 包/箱



相关配件

帮助您促进机构的合规性，达到法规和认证要求。



感染预防组套包,

方便随时进行消毒—还可放置个人防护装备，如手套和口罩



PDI三合一通用Sani-托架®

用于在墙壁/杆子上安装Sani-Cloth® 罐



Sani-罐托®

用于放置在平面上



Sani-TAG™ 设备ID系统

用于识别干净/污染的设备



教育挂图和标志

PDI 碧谛艾医疗器械(上海)有限公司
电话: (021) 6235-1828 | 传真: (021) 6235-1768 | www.pdihc.cn

© 2014 Professional Disposables International, Inc. 版权所有

